

台式真空干燥箱

智能型 触摸屏



新一代真空干燥箱，集公司多年在箱体加热方面的成功经验，通过不断潜心研究，突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到的热传导方式。

用途概述

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

产品特点

- 采用4.3寸智能触摸屏，温度、时间等参数实时显示和设定，操作简单方便；
- 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠，与传统真空箱相比，干燥时间减少40%以上；
- 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体；
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度；
- 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用，便于清洁；
- 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化；
- 采用电子式真空显示，可实现真空度精确控制(VT系列)；

可选配隔膜泵



选购件:(增加选购件交货期7天)

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1、惰性气体进气阀 | ¥ 500元 |
| 2、进口真空表 | ¥ 800元 |
| 3、下箱体柜6050系列以下 | ¥ 1000元 |
| 6050系列 | ¥ 2000元 |
| 6050系列以上 | ¥ 2500元 |
| 4、液态水过滤器(按规格型号定价, 适用高温干燥用) | ¥ 700元 |
| 5、干燥罐 | ¥ 550元 |
| 6、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次) | ¥ 2500元 |
| 7、可选配搁板 | 每块 ¥ 500~2000元 |
| 8、电子安全门锁 | ¥ 2500元 |

真空干燥箱型号	选配耐腐蚀隔膜真空泵型号
DZF-6022T/VT	VB-40
DZF-6032T/VT	VB-40
DZF-6052T/VT	VB-40
DZF-6092T/VT	VB-65
DZF-6213T/VT	VB-130

技术参数

注：此系列产品销售需报备

型号	DZF-6022T DZF-6022VT	DZF-6032T DZF-6032VT	DZF-6052T DZF-6052VT	DZF-6092T DZF-6092VT	DZF-6123T DZF-6123VT	DZF-6213T DZF-6213VT
技术指标						
电源电压	AC220V 50HZ					
输入功率	700W	850W	1450W	1950W	1500W	2850W
控温范围	RT+10 ~ 200°C					
温度分辨率/波动度	0.1°C / ±1°C					
达到真空度	133Pa					
真空显示	机械指针式/电子式显示					
工作环境温度	+ 5 ~ 40°C					
加热方式	捆绑式加热			搁板加热		
内胆尺寸(mm)W×D×H	300×300×275	320×320×300	415×370×345	450×450×450	500×500×500	600×600×600
外形尺寸(mm)W×D×H	605×490×450	630×510×490	730×560×550	740×610×591	790×660×641	890×760×741
搁板	2块	2块	2块	2块	3块	3块

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20°C，环境湿度50%RH

注:1、台式系列带进气阀门控制（不标配真空泵）

注:2、可定制250°C真空干燥箱，交货期20天，加收市场价10%费用

- 01 生化/霉菌培养箱
- 04
- 05 低温培养箱
- 06 多箱体生化/霉菌培养箱
- 07 生物安全低温培养箱
- 08 半导体制冷低温培养箱
- 09 生物安全培养箱
- 10 恒温培养箱
- 13 隔水式恒温培养箱
- 14 多箱体恒温/微生物培养箱
- 15 CO₂培养箱
- 18
- 19 光照培养箱/人工气候箱
- 26 恒温恒湿箱
- 31 回旋振荡器
- 33 恒温培养摇床
- 35 恒温振荡器
- 36 大型恒温振荡器
- 37 落地振荡器
- 38 摇瓶机
- 39 叠加式-振荡培养箱
- 42
- 43 超低温冰箱
- 45 低温冷藏箱
- 46 液相液氮罐
- 48 干式运输液氮罐
- 49 生物安全柜
- 50 洁净工作台

- 52 干燥箱
- 59 真空干燥箱
- 68 加热循环槽
- 71 恒温振荡水槽
- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验室
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱

- 89 紫外耐候试验箱
- 90

- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱

- 93 电阻炉
- 96

- 97 旋转蒸发器
- 100 分液漏斗振荡器

- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器

- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器

- 108 顶置电动搅拌器
- 109 氮吹仪

- 110 离心机
- 110 漩涡混合仪

- 111 多管漩涡混合仪
- 112 孵育器/金属浴

- 114 微孔板迷你离心机
- 115 均质分散机

- 117 粘度计
- 122